

## UNIDADE DE FORNECIMENTO DE TECTO MULTI MOVEMENT 90




- Unidade de teto para fornecimento de gases medicinais e energia elétrica em aplicações para endoscopia, cirurgia, anestesia, cuidados intensivos, ..., com um design ergonómico que permite a observação completa do paciente.
- Sem obstáculos e sem risco de tropeçar em cabos e condutas flexíveis.
- Braços articulados verticalmente por motor, possibilitando que os dispositivos fiquem disponíveis imediatamente graças à sua rápida subida/descida de 40 mm por segundo.
- Freios pneumáticos em braços com paragem amortecida, permitindo um posicionamento preciso e evitando deslocamentos ou movimentos involuntários.
- Construção modular que permite configurar à medida o número de tomas de gases, equipamento elétrico, bandejas, gavetas, braços porta-monitores, ...
- Flexibilidade adaptada ao utilizador com diferentes configurações tanto individual como com outros modelos de braços.
- Capacidade de carga de até 120 kg.
- Ângulo de rotação de 320 °.
- Os braços estão revestidos com aço fundido pulverizado, na cor branco acinzentado RAL 9002.
- Certificado CE, ON 0297, conforme a diretiva 93/42/CEE.

## MULTI MOVEMENT 90 INDIVIDUAL



Um Braço



Braço Duplo



### Capacidade de Carga

Comprimento do Braço	Braço Motor	Braço Mola
700 mm	120 kg	--
1,000 mm	90 kg	85 mm


- ✓ Consumo Elétrico do Motor: 350 W
- ✓ Deslocamento Vertical: 700 mm (+21°, -24°)

### Capacidade de Carga


Comprimento Braços (extensão / motor ou mola spring)	Braço Motor	Braço Mola
800 / 1,000 mm	--	20 a 85 kg
1,000 / 1,000 mm	--	20 a 70 kg
1,200 / 1,000 mm	--	20 a 70 kg
600 / 1,000 mm	90 kg	--
800 / 1,000 mm	90 kg	--
1,000 / 1,000 mm	90 kg	--
1,200 / 1,000 mm	90 kg	--
600 / 700 mm	120 kg	--
800 / 700 mm	120 kg	--



## COMBINAÇÕES MULTI MOVEMENT 90



MMP 90 + MMP 90  
 MMP 90 + SCOPE 600  
 MMP 90 + SCOPE 400  
 MMP 90 + MMP200 MMP 90 +  
 SPACE



www.gasin.com  
 tell me more



Gasin II – Gases Industriais Unipessoal, Lda

Rua do Progresso, 53 Peralita  
 4451-801 Leça da Palmeira

NIF. 510 183 751

Tlf. 229 998 353

info@gasin.com

www.gasinmedica.com

